

SUIHKUISTUIMIEN HOITO-OHJE



Integraalimuovisten suihkuistuumien sekä tukikaiteiden puhdistukseen tulee käyttää heikosti emäksisiä puhdistusaineita (pH 8-10), jotka eivät sisällä valkaisuaineita.

Pintakerros ei kestä hankaavia pesuaineita tai pesuvälineitä.

Puhdistuksen jälkeen pinnat pyyhitään kostealla puhdistusliinalla.

Säännöllisellä puhdistuksella vältetään värimuutoksia ja lian pinttyminen muoviosiin.

Värimuutoksien estämiseksi tuotteiden päällä ei tule säilyttää esim. märkiä vaatteita tai puhdistusliinoja.



HANI-Tuote Nikkilä Oy
Joentaustankatu 9
33330 Tampere

puh. 03-3433499
hani-tuote@hani-tuote.fi
www.hani-tuote.fi